



www.wittgasbrasil.com.br

/ TECHNOLOGY FOR GASES /

## OXYBABY M+



## OXYBABY 6.0



Amostragem de gás requerida	— <10 ml	— <2 ml para O <sub>2</sub> e <6 ml para O <sub>2</sub> /CO <sub>2</sub>
Tempo de Amostragem	— 10 s	— máx. 6 s para O <sub>2</sub> e máx. 10 s para O <sub>2</sub> /CO <sub>2</sub>
Resolução O <sub>2</sub> /CO <sub>2</sub>	— 0.01/ 0.1%	— 0.01/ 0.1%
Medição da pressão nas embalagens	— Não	— Sim
Operação	— 3 botões	— 7 botões
Inclusão de Parâmetros	— via equipamento	— via equipamento ou itens opcionais
Registro de Análises (com valor, data e hora)	— 100	— 500
Interface/ Transferência de dados	— Não	— USB ou opcional bluetooth (custo extra)
Documentação	— Não	— Via OBCC software (custo extra)
Itens Opcionais	— Não	— Leitor de código de barras, software data transfer, bluetooth (custo extra)

---

### WITT GÁS BRASIL

Central Telefônica  
+55 21 3828 - 1332

vendas@wittgasbrasil.com.br

www.wittgasbrasil.com.br